

*Della beltà che in lei sempre si spiega io mai sazio
sarei. Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla*

myae⁺

IL CULTO DELLA BELLEZZA. L'ARTE NELLO SNELLIMENTO.



CESARE
QUARANTA

*per ogni terra, non c'è chi le assomigli: appare quale
solo nei sogni per forse una beltà. Dio, com e bella!*



Bellezza Certificata

Qualità Cesare Quaranta

La Cesare Quaranta srl ha ottenuto il "certificato di gestione del sistema qualità" risultando conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione, produzione, assistenza ed immisione in commercio di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica, per la progettazione, produzione, assistenza ed immisione in commercio di apparecchiature elettroniche per il settore estetico, commercializzazione e vendita di prodotti cosmetici e alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016 per la progettazione, produzione, assistenza ed immisione in commercio di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica.

La decisione della Direzione della Cesare Quaranta s.r.l. di attuare un Sistema di Gestione per la Qualità scaturisce dalla necessità di rispondere ad una clientela sempre più esigente e selettiva.

Pertanto la peculiarità su cui si basa il sistema Qualità è quella di riorganizzare le attività dell'azienda al fine di:

- soddisfare e superare, se possibile, le attese del cliente in termini di qualità di prodotto;
- consolidare ed accrescere la propria posizione sul mercato fidelizzando maggiormente il cliente;
- stabilizzare e migliorare il processo produttivo al fine di garantire la miglior funzionabilità e affidabilità possibile;
- mantenere piena attenzione al contenimento dei costi.

Certified Beauty - Cesare Quaranta Quality

Pushed by the passion of its founder and strong with its own craft Cesare Quaranta srl is a certify company for quality system managing according to standards UNI EN ISO 9001:2015 for design, manufacture, service and placing on the market of electromedical devices for dermatology and aesthetic medicine, for design, manufacture, service and placing on the market of electronic equipment for the aesthetic sector, marketing and sale of cosmetic products and to standards UNI CEI EN ISO 13485:2016 for design, manufacture service and placing on the market of electromedical devices for dermatology and aesthetic medicine.

The top management decision to follow a System for Quality Management is due to the willing of respond to customers needs.

The quality system has the peculiarity to reorganize the company in order:

- To meet and to exceed, if possible, the expectations of the customer in terms of product quality;
- To consolidate and to increase market position building customer loyalty
- To stabilize and to improve the production process in order to ensure the best Functionality and reliability
- To pay attention to cost containment.



myae+

IL CULTO DELLA BELLEZZA. L'ARTE NELLO SNELLIMENTO.

b

Mya E+ è un dispositivo dedicato a tutti coloro che desiderano modellare la propria silhouette e alle estetiste che vogliono specializzarsi con successo nel business dello snellimento* e nella tonificazione tissutale.

La grande innovazione di **Mya E+** sono le piastre emettenti elettrostimolazione ed ultrasuoni dalla potenza incrementata, nuovi programmi di trattamento, un protocollo di check up corporeo che rende professionale e scientifico l'approccio allo snellimento* e al contrasto degli inestetismi della cellulite.

Trattamenti Corpo:

- Snellimento*
- Drenaggio
- Modellamento
- Rassodamento
- Contrasto agli inestetismi della cellulite

Mya E+ nasce dall'esperienza del brevetto Cesare Quaranta nei trattamenti snellenti e a milioni di trattamenti estetici erogati nei saloni di bellezza di tutto il mondo.

*coadiuvante allo snellimento

THE BEAUTY CULT . ART IN SLIMMING

Mya E+ is a device studied for whom want to shape the silhouette and to whom want to became expertise in the business of slimming* and treating of localized cellulite imperfections.

Mya E+, a Cesare Quaranta patent, borns thanks to scientific research carried out during the years and to millions of beauty treatments provided in worldwide institutes. The real innovation of Mya e+ is a professional and scientific approach in slimming*, tissues and muscles toning and contrasting cellulite imperfections throughout:

- Powerful pads emitting US and Electrostimulation
- New beauty protocols
- A total body check up

Body treatments:

- Slimming*
- Drainage
- Shaping
- Firming
- Cellulite imperfections

*adjuvant to slimming



POSTAZIONE DI LAVORO "TOTAL BODY".

Trattamenti corpo più performanti uniti a metodiche viso innovative. Mya E+ è una postazione di lavoro "Total Body", che consente l'esecuzione in contemporanea di trattamenti di bellezza viso e corpo. Come da tradizione del progetto Mya, anche questa generazione è stata progettata per ridurre i tempi di lavoro dell'operatore eseguendo trattamenti in completa autonomia.

Per il corpo:

- piastre emittenti elettrostimolazione ed ultrasuoni dalla potenza incrementata, per trattamenti snellenti e di contrasto all'inetetismo della cellulite ancora più efficaci, rapidi e duraturi;
- Forme d'onda progettate per incrementare i risultati nell'ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti, favorendo gli scambi e l'eliminazione delle tossine;
- manipolo elettrobioveicolatore con cromo stimolazione led a 4 colori per l'assorbimento, da parte dei tessuti, di ingredienti attivi di cosmetici;

Per il viso:

- "anti age led masque" a led rosso che stimola la risposta biologica da parte dei fotorecettori. È efficace nel contrastare i segni dell'invecchiamento e del rilassamento cutaneo.
- manipolo elettrobioveicolatore per l'assorbimento, da parte dei tessuti, di ingredienti attivi di cosmetici per la reidratazione dei tessuti e per favorire l'effetto lifting della pelle;

"TOTAL BODY" WORKSTATION.

Mya E+ is a total body workstation that assures more performing body treatments and innovative visage methods. It simultaneously works on face and body and, same as previous generation, it has been designed for working on total autonomy without the support of the operator during the treatment.

For body:

- powerful and improved pads emitting US and Electrostimulation for slimming and cellulite imperfections contrasting treatments, even more effective, rapid and long-lasting;
- Wave forms designed to enhance the results in oxygenation and revitalisation of tissues, helping exchanges and metabolic elimination of toxins;
- Electrobiovehiculator handpiece with 4 colors chrome stimulation leds that transfers to the tissues cosmetics active ingredients;

For Visage:

- A red "LED anti-aging masque". It stimulates the photoreceptors biological response and it is really effective in contrasting the signs of aging and sagging skin.
- A electrobiovehiculator handpiece that vehiculates cosmetics active ingredients favoring skin lifting effect.





IL BODY CHECK UP APPROCCIO SCIENTIFICO ALLO SNELLIMENTO*.

Identificare il somatotipo e la morfologia del soggetto è fondamentale per programmare un corretto piano di trattamenti snellenti. Soggetti diversi rispondono - a parità di trattamenti, attività fisica e alimentazione - in maniera diversa e non raggiungono risultati omogenei.

Durante il primo colloquio, e periodicamente nel corso del ciclo di trattamenti, sarà misurata la variazione di massa corporea monitorando costantemente i risultati raggiunti attraverso un preciso body check up in 6 fasi:

- Misurazione di peso e altezza.
- Valutazione di massa corporea attraverso test bio-impedenziometrico multifrequenza
- Valutazione antropometrica
- Plicometria
- Rilevazione fotografica dell'ineestetismo
- Analisi termografica per l'analisi dello stadio della cellulite*



BODY CHECK UP IMPERFECTION SCIENTIFIC APPROACH.

The first point for programming a proper plan of slimming treatments is to identify the somatotype and the morphology of the subject to be treated. Different subjects respond - to equal treatment, physical activity and feeding - in a different way and do not reach same results.

During the first interview with customer, and periodically during the course of treatments, it will be measured the change in body mass, monitoring constantly the results achieved

through a precise body check up in 6 steps:

- Measurement of weight and height.
- Evaluation of body mass through multifrequency bio-impedance test
- Centimeter evaluation
- Plicometry
- Photographic imperfection detection
- Thermographic analysis for the measurement of cellulite* stage

*coadiuvante allo snellimento

*inestetismo della cellulite

*cellulitis imperfection




TEST BIA CON CORRENTE A TRE FREQUENZE.

Grazie al test bio-impedenziometrico di cui è dotato Mya E+ è possibile valutare la composizione corporea del cliente, monitorandone la condizione prima che si sottoponga al trattamento e osservandone i miglioramenti durante tutto il ciclo di sedute.

Il test consente di effettuare, grazie all'azione un segnale con forma d'onda sinusoidale, misurazioni precise ed attendibili circa le percentuali di massa magra, massa grassa, liquidi totali, intracellulari ed extracellulari del soggetto.

Eseguito preventivamente ad un ciclo di sedute, permette di elaborare un protocollo di lavoro personalizzato mirato a raggiungere gli obiettivi estetici prefissati nel più breve tempo possibile. A seguito del test, il software di cui è dotato Mya suggerisce il numero di sedute ed il tipo di trattamento ideali per ogni soggetto.

Il test è particolarmente consigliato per tutti i trattamenti mirati all'ottimizzazione del valore di massa grassa, anche in aree localizzate e nel contrasto dell'inestetismo della cellulite.





BIO IMPEDANCE TEST WITH THREE FREQUENCIES CURRENT

Thanks to the bio-impedentiometric test with which Mya is equipped it is possible to evaluate the client's body composition, by monitoring the condition before undertaking the treatment and by observing the improvements during all the session cycle.

The test allows carrying out, thanks to the action of a sinusoidal wave shape signal, precise and reliable measurements about the percentages of thin mass, fat mass, total intracellular and extracellular liquids of the subject.

Carried out before a session cycle, it allows elaborating a personalized work protocol aimed to reach the aimed aesthetic targets in the shortest possible time. After the test,

the software with which Mya is equipped suggests the number of sessions and the ideal type of treatment for each subject.

The test is advised particularly for all the treatments aimed to the optimization of the value of fat mass, such as the localised fats, and to fight the imperfection of cellulite.



myae+

b

TUTTA L'EFFICACIA DI UN BREVETTO UNICO AL MONDO.



Mya E+ unisce, contemporaneamente e sullo stesso supporto, i benefici di due metodiche, ultrasuono ed elettrostimolazione, per garantire risultati immediati e duraturi nei trattamenti snellenti, rimodellanti e di contrasto alla cellulite*.

L'**ultrasuono** agisce combinando un effetto termico e micromeccanico localizzati, grazie ai quali riesce a richiamare i liquidi interstiziali e produrre quindi una maggiore tonicità dell'epidermide.

Si parla di applicazioni di ultrasuoni per trattamenti superficiali, grazie alle quali si otterrà un rassodamento cutaneo diffuso e localizzato.. Il dispositivo infatti può essere utilizzato per trattare le lassità cutanee di modesta entità. Il trattamento è assolutamente indolore.

L'**elettrostimolazione** agisce su viso e corpo grazie a impulsi a bassa o media frequenza, inducendo un rafforzamento muscolare e cutaneo che migliora l'ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti, favorendo gli scambi metabolici e l'eliminazione delle tossine. L'emissione controllata di segnali dalle differenti forme d'onda, modulate a frequenze che variano dai 33 Hz ai 5.000 Hz, consente l'esecuzione di protocolli estetici personalizzabili ed efficaci.



US AND ELECTROSTIMULATION

Mya E+ combines the benefits of ultrasound and electrostimulation at the same time on the same support. It guarantees immediate and lasting results in slimming, shaping and cellulite imperfection treatments

Ultrasound works by combining localized thermal and micromechanical effects, thanks to which it is able to recall interstitial fluids, producing a greater tone of the epidermis. We talk about ultrasound applications for surface treatments, thanks to which a diffuse and localized skin firming will be achieved. The device can be used to treat minor skin laxities. The treatment is absolutely painless.

The **electrostimulation** acts on the face and body thanks to low or medium frequency impulses, inducing muscle and skin strengthening that improves oxygenation and tissue revitalization, promoting metabolic exchanges and the elimination of toxins. The controlled emission of signals from different waveforms, modulated at frequencies ranging from 33 Hz to 5,000 Hz, allows the execution of customizable and effective aesthetic protocols.

Mya E+ features 28 programs. Each program can be personalized easily. It is possible to obtain different results on the same stimulated area in just one session.

*inestetismo della cellulite

*cellulitis imperfection



myae+

CROMOSTIMOLAZIONE A 4 LED ED ELETTROPORAZIONE CORPO.

Il manipolo focalizza l'azione della cromo stimolazione con led a quattro colori e vi unisce l'efficacia dell'elettrobieveicolazione di principi attivi di cosmetici.

Grazie al manipolo è possibile trattare l'ineestetismo distribuendo uniformemente il cosmetico sulla pelle e favorendone il totale assorbimento.

4 LED CHROMO
STIMULATION AND BODY
ELECTROBIOVEHICULATOR
HANDPIECE.

The handpiece focuses the action of chromo stimulation to four colors led and it combines the effectiveness of electrobiovehiculation of cosmetics active ingredients.

Handpiece treats the imperfections uniformly distributing the cosmetic on the skin and favoring its total absorption.





myae+

ANTI AGE LED MASQUE

a


La maschera viso a led rosso stimola la risposta biologica da parte dei fotorecettori inducendo un complesso di reazioni dei tessuti efficace nel contrastare i segni dell'invecchiamento e del rilassamento cutaneo. La stimolazione è atermica, indolore e si adatta a qualsiasi fototipo. I benefici:

- Aumento del turn-over cellulare a livello epidermico;
- Aumento della produzione di collagene da parte dei fibroblasti;
- Miglioramento della trama cutanea;
- Riduzione delle rughe sottili;
- Ricompattante dei tessuti;

L'azione bio-stimolante viene esercitata attraverso l'"anti age led masque" che, grazie a 70 fonti led, distribuisce intensità e dose uniforme sulla superficie del viso. Il risultato è una pelle più tonica, elastica e dal colorito giovane e sano in poche sedute.

MANIPOLO A ELETTROBIOVEICOLAZIONE VISO

Mya E+ è predisposto per l'utilizzo di cosmetici specifici per il contrasto dei più diffusi inestetismi del viso.





ANTI AGE LED MASQUE

The face mask with red LED stimulates the biological response of the photoreceptors by inducing an effective reactions of tissues contrasting the signs of aging and sagging skin. The stimulation is athermic, painless, and it is suitable for any skin type. Benefits are:

- Increased cell turnover in the epidermis;
- Increased production of collagen by fibroblasts;
- Improvement of skin texture;
- Reduction of fine lines;
- Firming tissue;

The bio-stimulant action is exerted through the "LED anti-aging masque" which, thanks to 70 LED sources, distributes equally intensity and dose on the face surface. The result is a more toned, supple, youthful and healthy complexion in just few sessions.

ELECTROBIOVEHICULATOR HANDPIECE FOR FACE

Mya E + can be equipped with cosmetics to contrast the most common visage imperfections.

Dotazioni STANDARD.



Fornitura standard

- N° 1 APPARECCHIATURA MYA E+
- N° 1 MARSUPIO in NYLON COMPRENDETE:
- N° 16 CUSCINI a ULTRASUONI STIMOLAZIONE
- N° 2 BOX di DERIVAZIONE
- N° 2 CAVI 25 POLI 2+3 Metri.
- N° 2 CAVI a 8 TERMINAZIONI
- N° 1 CAVO 4 TERMINAZIONI per IMPEDENZIOMETRIA
- N° 32 Elettrodi ADESIVI e CONDUTTIVI PG 900
- N° 32 Elettrodi ADESIVI e CONDUTTIVI PG 1000
- N° 16 Elettrodi ADESIVI e CONDUTTIVI PG 1500
- N° 50 Elettrodi TONDI VISO (optional)
- N° 2 Elettrodi OVALI per BIA COMPLETI DI FASCIA
- N° 16 ADATTATORI a CLIPS
- N° 10 CHIP CARD
- N° 1 CAVO di ALIMENTAZIONE GENERALE (lunghezza 3 metri)
- N° 4 BENDE ELASTICHE da 40 cm
- N° 6 BENDE ELASTICHE da 60 cm
- N° 4 BENDE ELASTICHE da 80 cm
- N° 2 BENDE ELASTICHE da 100 cm
- N° 1 CONFEZIONE ULTRASOUND GEL da 260 g
- N° 6 CONFEZIONI DI GEL
- N° 1 MANUALE d'USO
- N° 1 METODICHE d'USO

Snelly Gel Cesare Quaranta.

Gel cosmetico conduttivo a base acquosa per uso professionale, coadiuvante i trattamenti estetici.

Studiato appositamente per ridurre l'impedenza elettrica e acustica e migliorare la conducibilità degli ultrasuoni e dell'elettrostimolazione.

Contiene principi attivi come la carnitina, la caffeina e l'olio essenziale di limone che agiscono e massimizzano gli effetti dei trattamenti.

Cesare Quaranta Snelly Gel.

Conductive cosmetic gel water based for professional use, adjuvant to aesthetic treatments.

Cesare Quaranta gel are specific studied to reduce electrical and acoustic impedance and improve the conductivity of ultrasound and electrostimulation.

It contains active ingredients such as carnitine, caffeine and lemon essential oil that act and maximize the effects of treatments.



activa⁴⁰

Activa⁴⁰ Soluzione cosmetica a base acquosa a complemento dei trattamenti anti-età della tecnologia Led per il viso.

Piacevole trattamento dermocosmetico, ripristino estetico della pelle.

Il prodotto contiene ingredienti selezionati per i loro effetti cosmetici, tollerabilità e sicurezza, che rendono il prodotto adatto a tutti i tipi di pelle ed età.

Sono privi di parabeni, conservanti e profumi.

Activa⁴⁰ Water-based cosmetic solution to complement the anti-aging treatments of the face Led mask.

Pleasant dermo-cosmetic treatment, aesthetic restoration of the skin.

The product contains ingredients selected for their cosmetic effects, tolerability and safety, which make the product suitable for all skin types and ages.

They are free of parabens, preservatives and perfumes.

Standard Equipment.

- N° 1 MYA E+ DEVICE
- N° 1 NYLON CONTAINER WHICH INCLUDES:
 - o N° 16 ULTRASOUNDS STIMULATION PADS
 - o N° 2 JUNCTION BOXES
 - o N° 2 25-PIN CABLES, 2+3 m.
 - o N° 2 8-PIN CABLES
 - N° 1 4-PIN CABLE FOR IMPEDANCEMETRY
 - N° 32 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 900
 - N° 32 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 1000
 - N° 16 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 1500
 - N° 50 ROUND ELECTRODES FOR FACE (optional)
 - N° 2 OVAL ELECTRODES for BIA, WITH BAND INCLUDED
 - N° 16 CLIPPED ADAPTERS
 - N° 10 CHIP CARDS
 - N° 1 POWER MAINS CORD (3 m long)
 - N° 4 40cm ELASTIC WRAPS
 - N° 6 60 cm ELASTIC WRAPS
 - N° 4 80 cm ELASTIC WRAPS
 - N° 2 100 cm ELASTIC WRAPS
 - N° 1 PACKAGE OF ULTRASOUND GEL, 260 g
 - N° 6 PACKAGES OF GEL
 - N° 1 INSTRUCTION MANUAL
 - N° 1 METHODS OF USE





100% MADE IN ITALY.

Il Decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135 all'articolo 16, comma 4 (convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166) definisce il made in Italy come segue:

Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

La produzione Cesare Quaranta risponde alle caratteristiche indicate da tale decreto ed è "100% made in Italy".

100% MADE IN ITALY

Decree-law n. 135 dated September the 25th, 2009, under article 16, comma 4 (converted into law November 20, 2009, n. 166) defines "made in Italy" as follows:

Whoever makes use of a sale indication presenting the product as completely made in Italy, like «100% made in Italy», «100% Italy», «all Italian», expressed in any language, or others to mislead consumer into believing that a product is entirely of Italian origin, that is, signs or figures leading to the same fallacious belief, outside the conditions foreseen in the comma 1 and comma 2, is punished, without prejudice to the different sanctions applicable on the base of the normative in force, with the sanctions foreseen under the article 517 of the Penal Code, increased by a third.

Cesare Quaranta production complies with the characteristics indicated by such a decree and it is 100% made in Italy.- Advertisements on radio and local newspapers.

- Organization of "group shopping" promotions
Our strategic view of the communication world makes us a central pillar of your strategy.

ASSISTANCE AND WARRANTY

Certainty to have specialized technicians at your complete disposal at any moment.

800/26.86.16 is the toll free number for the Client assistance. Cesare Quaranta is at your disposal to supply you with immediate services of technical intervention, and to answer all your requests or to get back to you with the information regarding the use of the devices.

Cesare Quaranta devices are guaranteed against defects in material and construction for a 12-month period.

Cesare Quaranta s.r.l. is synonym of high quality service towards any centre offering aesthetic and wellness treatments: the devices distinguish themselves by their compliance with the highest quality standards and by the extreme efficacy of their own methods.



a

Assistenza e garanzia.

Certezza e tranquillità di avere in ogni momento tecnici specializzati a tua completa disposizione.

Cesare Quaranta è a tua disposizione per fornirti tempestivi servizi di intervento tecnico e per rispondere ad ogni tua esigenza o richiesta di informazioni inerenti all'utilizzo dei dispositivi.

Le apparecchiature Cesare Quaranta sono garantite da difetti di materiale e di costruzione per un periodo di 12 mesi.

Cesare Quaranta s.r.l. è sinonimo di alta qualità di servizio verso qualsiasi centro che offra trattamenti di estetica e di benessere: le apparecchiature si distinguono per la loro conformità ai più elevati standard qualitativi e per l'estrema efficacia delle proprie metodiche.

Alimentazione: 220/250 V. monofase 50/60 Hz
Potenza assorbita: 170 VA MAX

Power Supply: 220/250 V. single phase 50/60 Hz
Absorbed Power: 170 VA MAX

ELETTROSTIMOLAZIONE	ELECTROSTIMULATION
Stadio di uscita: onda quadra – corrente di Kotz	Output Stage Square wave - Kotz current
Frequenza Onda Quadra 1kHz modulata a 33/66/133/200 Hz	Square Wave Frequency 1kHz modulated at 33/66/133/200 Hz
Frequenza Onda di Kotz 2500/4000 / 5000 Hz modulata a 4/6/8/12/50/75/100 Hz	Kotz Wave Frequency 2500/4000/5000 Hz modulated at: 4/6/8/12/50/75/100 Hz
Corrente di Uscita max 80 mA carico da 500 Ω	OUTPUT CURRENT 80 mA on a 500 Ω load
ULTRASUONI	ULTRASOUND
Frequenza Ultrasuoni: 3 MHz	Ultrasound Frequency: 3 MHz
Potenza Ultrasuoni: 1 W	Ultrasound Power: 1 W
Area effettiva: 0.4 cm ²	Effective area: 0.4 cm ²
ASSORBIMENTO COSMETICI E CROMOTERAPIA	COSMETIC ABSORPTION AND COLOURS
Stadio di Uscita: onda quadra	Output Stage: square wave
Frequenza Onda Quadra: 1,6 kHz modulata a 300 mHz	Square Wave Frequency: 1,6 kHz modulated at 300 mHz
Corrente di Uscita: 80 mA con carico da 500 Ω	Max Output Current: 80 mA, load 500 Ω
Colori: Blue, bianco, giallo-arancione, verde	Colours: Blue, white, yellow/orange, green
BIOIMPEDENZIOMETRIA	BIOIMPEDANCEMETRY
Corrente per BIA: 0,8 mA a 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz	Current For BIA: 0.8 mA at 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz
CASCHETTO	HELMET
Led: Luce rossa visibile	Led: Visible red light
Dimensioni: 300 x 300 x 380	Dimensions: 300 x 300 x 380
Numero Led: ~70	Led Number: ~70
Lunghezza d'Onda: 645 nm	Wave Length: 645 nm
Potenza Assorbita: 4 W	Absorbed Power: 4 W
Numero Canali di Uscita: 8 canali destri e 8 canali sinistri per ultrasuono, 4 canali destri e 4 canali sinistri per elettrostimolazione regolabili singolarmente per ogni uscita con indicazione di livello analogica e digitale sul display	Number Of Output Channels: 8 right channels and 8 left channels for ultrasound, 4 right channels and 4 left channels for electrostimulation; they can be adjusted individually for each output, with analogue and digital indication on the display
Selezione dei Trattamenti: 13 programmi preimpostati per Elettrostimolazione tradizionale 13 programmi preimpostati x Ultrasuoni e/o Elettrostimolazione 1 programma impedenziometria 1 programma per l'elettroporazione 1 programma chip card 1 programma contatori 1 programma regolazioni	Treatment Selection: 13 preset programs for traditional electrostimulation 13 preset programs for ultrasounds and/or electrostimulation 1 electroporation program 1 impedancemetry program 1 chip card program 1 counter program 1 settings program
Tempo di Trattamento Totale: Preprogrammato o impostabile, da 5 a 60 minuti	Treatment Total Time: Preset or to be set, from 5 to 60 minute
Fusibili di rete: 2 x 2 A tipo T 5 x 20	Main Fuses: 2 x 2 A type T 5 x 20
Dimensioni: 420 x 1330 x 470 mm	Size: 420 x 1330 x 470 mm
Peso: 22 kg	Weight: 22 kg
Limiti Temperatura: da 5° C a 40° C (durante l'uso)	Temperature Limits: 5° C to 40° C (when ON)
Classificazione: APPARECCHIATURA PER ESTETICA - CLASSE I TIPO BF DIRETTIVA 2014/35/UE - DIRETTIVA 2014/30/UE	Classification: Equipment for Aesthetics CLASS I, BF TYPE
Standard Compliance: 2014/35/EU DIRECTIVE 2014/30/EU DIRECTIVE	
Prodotto: Made in Italy	Product: Made in Italy

Dio, com'è bella! e quanto
sempre, a guardarla, è tutta un dolce incanto!
Della beltà che in lei
sempre si spiega io mai sazio sarei.

Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla,
sempre si rinnovella;
sempre ad ognuno parla
e di grazia e d'amor. Dio, com'è bella!

Di qua e di là dal mare
più remoto, e per ogni
terra, non c'è chi le assomigli: appare
quale solo nei sogni
per forse una beltà. Dio, com'è bella!

Charles d'Orleans

*la sua beltà, a guardarla, sempre si ripnovella;
sempre ad ognuno parla e di grazia e d'amor.*



CESARE
QUARANTA

CESARE QUARANTA s.r.l. Unipersonale

Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy - Tel. +39 0119427967 - +39 0119472132 Fax +39 0119472299
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it

MYA E+ E0005BR01-20230505 rel.0

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie per una migliore qualità del macchinario.
The Manufacturer reserves the right to make all unannounced changes he considers necessary to improve the quality of the machine.